

MASCHERE MONOPAZIENTE PER OSSIGENOTERAPIA



Serie MMA00001

Mascherine per la somministrazione dell'Ossigeno Terapia.

Il tubo antischiacciamento previene interruzioni del flusso di Ossigeno.

I prodotti sono monouso e confezionati in busta singola riportanti i dati del prodotto e data della produzione (a richiesta versione pediatrica).

Scadenza di 3 Anni dalla data di produzione riportata sulla confezione.

Conforme alla direttiva 93/42/CEE (D.L.46/97)

Dispositivo di classe IIA.

Confezioni da 50 pezzi.

Serie MMA00003

Mascherina monouso per ossigeno terapia a concentrazione variabile con tubo corrugato di 15 cm. - tubo di prolunga antischiacciamento lg. 2000 e attacco F/F universale- Tazza ed adattatori per la variazione della concentrazione di ossigeno (Blu 24% - Giallo 28% - Bianco 31% - Verde 40 % - Arancio 50%).

Maschera e tubo in PVC di grado medicale, prodotto senza lattice.

Diam esterno del tubo 6,0 mm. antischiacciamento

Confezionato in singola busta termosaldata (a richiesta versione pediatrica).

Scadenza 3 Anni dalla data di produzione riportata sulla confezione.

Conforme alla direttiva 93/42/CEE (D.L.46/97).

Dispositivo in classe IIA.

Confezioni da 50 pezzi.

Serie MMA00005

Mascherina aerosolterapia monouso con ampolla tubo antischiacciamento lg. 2000 attacco F/F universale.

Maschera e tubo in PVC di grado medicale prodotto senza lattice -diam esterno del tubo 6,0 mm.

Confezionato in singola busta termosaldata (a richiesta versione Pediatrica).

Scadenza 3 Anni dalla data di produzione riportata sulla confezione.

Conforme alla direttiva 93/42/CEE (D.L.46/97).

Dispositivo in classe IIA.

Confezioni da 50 pezzi