

RO.200: Riduttore a pistone bilanciato per ossigenoterapia con uscita a pressione pretarata e flussometro 0 – 15 [l/min] o 0 – 6 [l/min]

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

CE0123 Direttiva 93/42/CEE

Classe IIB

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

EN 10524-1

PRESTAZIONI

Gas: O₂ medicale

Pressione ingresso: 230 [bar] (300 [bar] a richiesta)

Pressione uscita: 4 [bar]

Flusso:

- 0 – 6 [l/min]
- 0 – 15 [l/min]

Precisione: +-10% o +- 0,5 [l/min]

Temperatura di utilizzo: -20 [°C] +50 [°C]

MATERIALI

Corpo: ottone cromato CW617N normativa: UNI EN 12165

Pistone riduttore: ottone e teflon

Colonna: poliacrilico antiurto

MANOMETRI

Fondo scala: 0 - 315 [bar]

Classe precisione: 2.5

Ø: 50 [mm] o 40 [mm]

Attacco: 1/8" G.C.

CONNESSIONI

IN

- Raccordo entrata: UNI 11144/2 (O2 medicale)
- Innesto: AFNOR, DIN, PIN, BS, CGA

OUT

- Raccordo di uscita: 9/16" con dado e portagomma 6 [mm]
- Presa: UNI, AFNOR, DIN

DIMENSIONI E PESO

Dimensione: 210 x 170 x 50 [mm]

Peso: 1,0 [kg]

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Valvola di sovrappressione

Collaudo singolo

Filtro sinterizzato



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001:2015

TRACCIABILITÀ

Numero di serie punzonato sul corpo valvola

DURATA DI VITA DEL PRODOTTO

10 anni dalla fabbricazione

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e istruzioni d'uso